


# Центральні венозні катетери

## Цертофікс



**B | BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

### Цертофікс Моно – набори з центральним венозним катетером для постановки за методикою Сельдінгера




- Катетер з поліуретану марки Цертон з м'яким кінчиком
  - Непрозорий, рентген контрастний, з маркуванням по довжині
  - Крильця для фіксації – 2 пари (рухомі (на катетерах довжиною більше 15 см) та нерухомі)
  - Прозора подовжувальна лінія з зажимом для короткотривалого переривання інфузії
- Провідник з гнучким J-образним кінчиком в ергономічному круглому утримувачі
- Ділятатор ( у відповідності з зовнішнім діаметром катетеру)
- Шприц Омніфікс 5,0 мл зі з'єднанням Луер-Лок (входить до складу всіх V наборів)

### Цертофікс Дуо/Тріо – набори з багатоканальним центральним венозним катетером для постановки за методикою Сельдінгера



- Катетер з поліуретану марки Цертон з м'яким кінчиком
  - Непрозорий, рентген контрастний, з маркуванням по довжині
  - Кольорове маркування адаптерів
  - Крильця для фіксації – 2 пари (рухомі (на катетерах довжиною більше 15 см) та нерухомі)
  - Прозорі подовжувальні лінії з зажимами для короткотривалого переривання інфузії
- Провідник з гнучким J-образним кінчиком в ергономічному круглому утримувачі
- Ділятатор ( у відповідності з зовнішнім діаметром катетеру), скальпель.
- Шприц Омніфікс 5,0 мл зі з'єднанням Луер-Лок (входить до складу всіх V наборів)
- Заглушки Сейф-Сайт за кількістю каналів.

### Цертофікс Кварто/Квінто – набори з багатоканальним центральним венозним катетером для постановки за методикою Сельдінгера




- Катетер з поліуретану марки Цертон з м'яким кінчиком
  - Непрозорий, рентген контрастний, з маркуванням по довжині
  - Кольорове маркування адаптерів
  - Крильця для фіксації – 2 пари (рухомі (на катетерах довжиною більше 15 см) та нерухомі)
  - Прозорі подовжувальні лінії з зажимами для короткотривалого переривання інфузії
- Провідник з гнучким J-образним кінчиком в ергономічному круглому утримувачі
- Ділятатор ( у відповідності з зовнішнім діаметром катетеру), скальпель.
- Шприц Омніфікс 5,0 мл зі з'єднанням Луер-Лок (входить до складу всіх V наборів).
- Заглушки Сейф-Сайт за кількістю каналів.

# Цертодин - технології безпеки

Центральні венозні катетери

## Постановка центрального венозного катетера за методикою Сельдінгера з одночасним ЕКГ контролем




Перевірка положення катетера при його введенні з використанням контролю ЕКГ – швидко та легко


- Дозволяє негайно коректувати положення катетера в разі похибки при його проведенні
- Дозволяє попередити ускладнення пов'язані з неправильним позиціонуванням катетера
- Займає менше часу в порівнянні з рентгенологічним контролем та значно економніше

Спеціальний ЕКГ кабель для контролю позиціонування катетера знаходиться всередині наборів, що не містять в кінці каталожного номера літеру Е

При опусканні кінчика катетера в праве передсердя помітний підйом зубця Р на ЕКГ. Після того, як кінчик катетера виведений з правого передсердя, – зубець Р нормалізується.



Позиціонування провідника відносно катетера



- J кінчик провідника злегка виступає за межі катетера
- Якщо від широкої мітки до павільйону катетера 1 см – кінчики провідника і катетера співпадають
- Якщо від широкої мітки до павільйону катетера більше 1 см – J кінчик провідника злегка втягнутий в просвіт катетера

Цертодин – універсальний адаптер для проведення ЕКГ контролю під час постановки центрального венозного катетера



Опис	Упаковка	Кат.№
Цертодин – універсальний ЕКГ адаптер	1	4150228
Цертодин – універсальний ЕКГ адаптер для педіатрії	1	4150724



## Цертофікс Моно – набори з одноканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		G	FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Швидкість потоку мл./хв.	
S 215	S	20	50	0,63 x 50	18	4	1,4	15	20	4160185
V 215	V	20	50	0,63 x 50	18	4	1,4	15	20	4160193
S 220	S	20	50	0,63 x 50	18	4	1,4	20	16	4160207
V 220	V	20	50	0,63 x 50	18	4	1,4	20	16	4160215
S 315	S	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	15	52	4160223
V 315	V	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	15	52	4160231
S 320	S	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	20	45	4160258
V 320	V	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	20	45	4160266
S 330	S	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	30	35	4160282
V 330	V	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	30	35	4160290
S 415	S	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	15	80	4160509
V 415	V	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	15	80	4160517
S 420	S	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	20	60	4160304
V 420	V	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	20	60	4160320
S 430	S	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	30	60	4160762
V 430	V	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	30	60	4160789



## Цертофікс Дуо – набори з двохканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість мл./хв. D/P	
S 715	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	16 / 16	50 / 45	4164158
V 715	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	16 / 16	50 / 45	4166159
S 720	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	16 / 16	45 / 40	4167385
V 720	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	16 / 16	45 / 40	4161211
S 730	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	30	16 / 16	40 / 35	4167394
V 730	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	30	16 / 16	40 / 35	4161319



## Цертофікс Тріо – набори з трьохканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість D/M/P	
S 715	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	16 / 18 / 18	42/25/25	4161159
V 715	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	16 / 18 / 18	42/25/25	4162153
S 720	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	16 / 18 / 18	38/20/20	4167408
V 720	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	16 / 18 / 18	38/20/20	4163214
S 730	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	30	16 / 18 / 18	30/13/13	4163306
V 730	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	30	16 / 18 / 18	30/13/13	4163311

S – голка Сельдінгера, V – V-образна канюля



**Цертофікс Кварто – набори з чотирьохканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю**

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість D/M1/M2/P	
V 815	V	18	70	0,89 x 50	8	2,8	15	16/18/18/14	50/20/20/50	4167767
V 820	V	18	70	0,89 x 50	8	2,8	20	16/18/18/14	40/15/15/40	4167775
V 830	V	18	70	0,89 x 50	8	2,8	30	16/18/18/14	35/10/10/35	4167783



**Цертофікс Квінто – набори з п'ятиканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю**

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість D/M1/M2/M3/P	
V 1215	V	18	70	0,89 x 50	12	4,0	15	16/18/18/18/12	50/20/20/20/180	4166841
S 1220	S	18	70	0,89 x 50	12	4,0	15	16/18/18/18/12	40/15/15/15/160	4166852
V 1220	V	18	70	0,89 x 50	12	4,0	15	16/18/18/18/12	40/15/15/15/160	4166868



**Цертофікс Дуо HF – набори з двохканальними високого потоку (HF) центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю**

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість мл/хв. D/P	
S 715	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	14 / 18	90 / 35	4168502
V 715	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	14 / 18	90 / 35	4168518
S 720	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	14 / 18	85 / 20	4168528
V 720	V	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	14 / 18	85 / 20	4168534
V 915	V	18	70	0,89 x 50	9	3,0	15	13 / 13	85 / 110	4167503
V 920	V	18	70	0,89 x 50	9	3,0	20	13 / 13	85 / 110	4167511
V 1215	V	18	70	0,89 x 50	12	4,0	15	11 / 11	210 / 210	4167538
V 1220	V	18	70	0,89 x 50	12	4,0	20	11 / 11	190 / 190	4167546



**Цертофікс Тріо HF – набори з трьохканальними високого потоку (HF) центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю**

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість мл/хв. D/M/P	
S 1215	S	18	70	0,89 x 50	12	4,0	15	16 / 12 / 12	60/140/140	4160578
V 1215	V	18	70	0,89 x 50	12	4,0	15	16 / 12 / 12	60/140/140	4160614
S 1220	S	18	70	0,89 x 50	12	4,0	20	16 / 12 / 12	45/130/130	4160586
V 1220	V	18	70	0,89 x 50	12	4,0	20	16 / 12 / 12	45/130/130	4160622

S – голка Сельдінгера, V – V-образна канюля





**Цертофікс Моно Пед** – набори з одноканальним центральним венозним катетером та кабелем для ЕКГ контролю

Код	Голка			Провідник мм x см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канал, внутр. мм	Швидкість мл/хв.	
<b>S 110</b>	S	21	38	0,46 x 25	3	0,9	10	0,6	12	4160177



**Цертофікс Дуо Пед** – набори з двохканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю

Код	Голка			Провідник мм x см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість мл/хв. D/P	
<b>S 408</b>	S	21	38	0,46 x 50	4	1,2	8	22 / 22	15 / 15	4166906
<b>S 413</b>	S	21	38	0,46 x 50	4	1,2	13	22 / 22	7 / 7	4166922
<b>S 420</b>	S	21	38	0,46 x 50	4	1,2	20	22 / 22	7 / 7	4166949
<b>S 508</b>	S	21	38	0,46 x 50	5	1,7	8	18 / 20	25 / 15	4167112
<b>S 513</b>	S	21	38	0,46 x 50	5	1,7	13	18 / 20	15 / 9	4167139
<b>S 520</b>	S	21	38	0,46 x 50	5	1,7	20	18 / 20	14 / 7	4167155



**Цертофікс Тріо Пед** – набори з трьохканальними центральними венозними катетерами та кабелем для ЕКГ контролю

Код	Голка			Провідник мм x см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість мл/хв. D/M/P	
<b>S 508</b>	S	21	38	0,46 x 50	5	1,7	8	20 / 22 / 22	27 / 13 / 13	4167228
<b>S 513</b>	S	21	38	0,46 x 50	5	1,7	13	20 / 22 / 22	22 / 7 / 7	4167244
<b>S 520</b>	S	21	38	0,46 x 50	5	1,7	20	20 / 22 / 22	15 / 5 / 5	4167260




# Цертофікс

## Базові набори

Центральні венозні катетери

Цертофікс базові набори – набори з центральним венозним катетером для постановки за методикою Сельдінгера



- Поєднання традиційно високої якості кожного з компонентів набору з можливістю зниження затрат лікувальних закладів
- Економічне рішення для широкого кола клінічних задач: одно-, двох-, трьохканальні центральні венозні катетери
- Катетер з поліуретану марки Цертон з м'яким кінчиком
  - Непрозорий, рентген контрастний, з маркуванням по довжині
  - Крильця для фіксації – 2 пари (рухомі (на катетерах довжиною більше 15 см) та нерухомі)
  - Прозора подовжувальна лінія з зажимом для короткотривалого переривання інфузії
- Провідник з гнучким J-образним кінчиком в ергономічному круглому утримувачі
- Ділятатор ( у відповідності з зовнішнім діаметром катетеру)
- Заглушка Ін-стоппер (за кількістю каналів)

# Цертофікс

## Базові набори

Центральні венозні катетери



### Цертофікс Моно – базові набори з одноканальними центральними венозними катетерами

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		G	FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Швидкість потоку мл./хв.	
215	S	20	50	0,63 x 50	18	4	1,4	15	20	4160185E
220	S	20	50	0,63 x 50	18	4	1,4	20	16	4160207E
315	S	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	15	52	4160223E
320	S	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	20	45	4160258E
330	S	18	70	0,89 x 50	16	5	1,7	30	35	4160282E
415	S	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	15	80	4160509E
420	S	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	20	60	4160304E
430	S	18	70	0,89 x 50	14	6	2,1	30	60	4160762E



### Цертофікс Дуо – базові набори з двохканальними центральними венозними катетерами

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість мл./хв. D/P	
715	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	16 / 16	50 / 45	4164156E
720	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	16 / 16	45 / 40	4162200E
730	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	30	16 / 16	40 / 35	4162307E



### Цертофікс Тріо – базові набори з трьохканальними центральними венозними катетерами

Код	Голка			Провідник мм х см	Катетер					Кат. №
	Тип	G	Довжина, мм		FR	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали, G	Швидкість D/M/P	
715	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	15	16 / 18 / 18	42/25/25	4161157E
720	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	20	16 / 18 / 18	38/20/20	4163206E
730	S	18	70	0,89 x 50	7	2,4	30	16 / 18 / 18	30/13/13	4163303E



**Кавафікс – одно каналний центральний венозний катетер для постановки за методикою «катетер через катетер»**



## Кавафікс МТ

- Катетер з поліетилену
- Зручність встановлення катетера завдяки напівжорсткому матеріалу катетера
- Катетер захищений від контамінації захисним чохлам

## Кавафікс Церто

- Катетер з поліуретану марки Certon®
- Прозорий катетер з 3 рентгенконтрастними смужками
- Маркування катетера по довжині
- Катетер захищений від контамінації захисним чохлам
- Стабілізуючий стилет
- Канюля Браунюля МТ або Браунюля Спліттокан в наборі
- Можливість позиціонування місцезнаходження кінчика катетера за допомогою моніторингу ЕКГ (Кавафікс Цертодин)
- Крильця для надійної фіксації катетера до шкіри

## Браунюля Спліттокан


- Забезпечує повне видалення інтродьюсерної канюлі
- Виключена можливість розмноження мікроорганізмів між інтродьюсером та катетером
- Виключене перегинання катетера в зоні інтродьюсера



## Кавафікс Цертодин

- До складу наборів Кавафікс Цертодин входить Браунюля МТ та кабель для ЕКГ контролю позиціонування кінчика катетера

Схема підключення Кавафікс Цертодин





**Кавафікс – одноканальний центральний венозний катетер для постановки за методикою «катетер через канюлю»**

Найменування	Браунюля		Катетер			Кат. №
	G	Довжина, мм	G	Діаметр мм. внутр./зовн.	Довжина, см	
<b>Vena jugularis</b>						
Кавафікс МТ 134	18	40	20	0,5 x 0,9	32	4286340
Кавафікс Церто Моно 255	16	50	18	0,8 x 1,4	45	4152557
Кавафікс Церто Моно 335	14	50	16	1,1 x 1,7	32	4153359
Кавафікс Церто Моно 355	14	50	16	1,1 x 1,7	45	4153553
Кавафікс Церто Моно 455	12	50	14	1,4 x 2,1	45	4154550
<b>Vena subclavia</b>						
Кавафікс Церто Моно 257	16	70	18	0,8 x 1,4	50	4152573
Кавафікс Церто Моно 338	14	80	16	1,1 x 1,7	32	4153383
Кавафікс Церто Моно 358	14	80	16	1,1 x 1,7	45	4153588
Кавафікс Церто Моно 458	12	80	14	1,4 x 2,1	45	4154584
<b>Vena basilica</b>						
Кавафікс Церто Моно 275	16	50	18	0,8 x 1,4	70	4152751
Кавафікс Церто Моно 375	14	50	16	1,1 x 1,7	70	4153758
Кавафікс Церто Моно 475	12	50	14	1,4 x 2,1	70	4154754



**Кавафікс Дуо – двохканальний центральний венозний катетер для постановки за методикою «катетер через канюлю»**

Найменування	Браунюля		Катетер				Кат. №
	G	Довжина, мм	Fr	Діаметр мм.	Довжина, см	Канали G	
<i>Поліуретановий центральний венозний катетер з двома окремими отворами, з одним клапаном Сейф-Сайт, кабелем для ЕКГ позиціонування та інтродьюсерною канюлею Спліттокан</i>							
<b>Vena subclavia</b>							
Кавафікс Дуо 458	12	80	6	2,1	45	16 / 18	4151828
<b>Vena basilica</b>							
Кавафікс Дуо 475	12	50	6	2,1	70	16 / 18	4151836



**Кавафікс Спліттокан – одноканальний центральний венозний катетер для постановки за методикою «катетер через канюлю»**

Найменування	Браунюля		Катетер			Кат. №
	G	Довжина, мм	G	Діаметр мм. внутр./зовн.	Довжина, см	
<b>Vena jugularis</b>						
Кавафікс Спліттокан 335	14	50	16	1,1 x 1,7	32	4173350
Кавафікс Спліттокан 355	14	50	16	1,1 x 1,7	45	4173554
<b>Vena subclavia</b>						
Кавафікс Спліттокан 338	14	80	16	1,1 x 1,7	32	4173384
Кавафікс Спліттокан 358	14	80	16	1,1 x 1,7	45	4173589
<b>Vena basilica</b>						
Кавафікс Спліттокан 375	14	50	16	1,1 x 1,7	70	4173759



**ТОВ «Б.Браун Медікал Україна»**

03067 м. Київ,  
бул. І.Лепсе, 4, БЦ «Сільвер Центр»  
тел./факс (044) 351-11-30

[www.bbraun.com](http://www.bbraun.com)

<b>м. Дніпропетровськ</b>	<b>(067) 445-90-22</b>
<b>м. Донецьк</b>	<b>(067) 445-89-96</b>
<b>м. Львів</b>	<b>(067) 234-02-39</b>
<b>м. Київ</b>	<b>(067) 445-89-97</b>
	<b>(067) 234-02-38</b>
<b>м. Одеса</b>	<b>(067) 234-02-35</b>
<b>м. Харків</b>	<b>(067) 445-89-94</b>