

Периферичний венозний доступ



B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Вазофікс – внутрішньовенна канюля з ін'єкційним портом



- Повний вибір канюль для любого стану вен, місця пункції та віку пацієнта з двох матеріалів (FEP та PUR)
- Легкий прокол в широкому діапазоні кутів за рахунок оптимізованої зворотної заточки голки канюлі
- Мінімальні зусилля при введенні катетеру
- З інтегрованими рентген контрастними лініями
- Гідрофобна заглушка на камері візуалізації запобігає витіканню крові з камери візуалізації
- Не містить ПВХ та латексу
- Наявність ін'єкційного порту дозволяє проводити додаткові болюсні введення препаратів без від'єднання лінії

Кольорове кодування	Діаметр	Розміри, мм	Потік (мл/хв)	Асортимент (кат.№)	
				FEP	PUR (Certon®)
Помаранчовий	14G	2,1 x 50	343	4268210B	4269225
Сірий	16G	1,7 x 50	196	4268172B	4269179
Білий	17G	1,5 x 45	128	4268156B	4269152
Зелений	18G	1,3 x 45	96	4268130B	4269136
Зелений / білий	18G	1,3 x 33	103	4268334B	4269330
Рожевий	20G	1,1 x 33	61	4268113B	4269110
Рожевий / білий	20G	1,1 x 25	65	-	4269217
Синій	22G	0,9 x 25	36	4268091B	4269098
Жовтий	24G	0,7 x 19	22	-	4269071

Інтрокан – внутрішньовенна канюля



- Повний вибір канюль для любого стану вен, місця пункції та віку пацієнта з двох матеріалів (FEP та PUR)
- Легкий прокол в широкому діапазоні кутів за рахунок оптимізованої зворотної заточки голки канюлі
- Мінімальні зусилля при введенні катетеру
- З інтегрованими рентген контрастними лініями
- Гідрофобна заглушка на камері візуалізації запобігає витіканню крові з камери візуалізації
- Не містить ПВХ та латексу

Кольорове кодування	Діаметр	Розміри, мм	Прямий (S) З крильцями(W)	Потік (мл/хв)	Асортимент (кат.№)	
					FEP	PUR (Certon®)
Помаранчовий	14G	2,1 x 50	W	343	4254210B	4253361
Помаранчовий	14G	2,1 x 50	S	343	4252217B	4251369
Сірий	16G	1,7 x 50	W	196	4254171B	4253353
Сірий	16G	1,7 x 50	S	196	4252160B	4251350
Зелений	18G	1,3 x 45	W	96	4254139B	4253337
Зелений	18G	1,3 x 45	S	96	4252136B	4251334
Зелений / білий	18G	1,3 x 33	W	103	4254325B	4253345
Зелений / білий	18G	1,3 x 33	S	103	4252322B	4251342
Рожевий	20G	1,1 x 32	W	61	4254112B	4253329
Рожевий	20G	1,1 x 32	S	61	4252110B	4251326
Синій	22G	0,9 x 25	W	36	4254090B	4253310
Синій	22G	0,9 x 25	S	36	4252098B	4251318
Жовтий	24G	0,7 x 19	W	22	4254074B	4253302
Жовтий	24G	0,7 x 19	S	22	4252071B	4251300

Вазофікс – безпечна внутрішньовенна канюля з ін'єкційним портом



- Повний вибір канюль для любого стану вен, місця пункції та віку пацієнта з двох матеріалів (FEP та PUR)
- Легкий прокол в широкому діапазоні кутів за рахунок оптимізованої зворотної заточки голки канюлі
- Мінімальні зусилля при введенні катетеру
- З інтегрованими рентген контрастними лініями
- Гідрофобна заглушка на камері візуалізації запобігає витіканню крові з камери візуалізації
- Не містить ПВХ та латексу
- Наявність ін'єкційного порту дозволяє проводити додаткові болюсні введення препаратів без від'єднання лінії
- За рахунок захисної кліпси, що автоматично закриває кінчик голки при його видаленні з павільйону канюлі, забезпечується надійний захист персоналу від випадкового уколу голкою.
- Техніка катетеризації периферичної вени не відрізняється від стандартної методики

Кольорове кодування	Діаметр	Розміри, мм	Потік (мл/мин)	Асортимент (кат.№)	
				FEP Safety	PUR Safety
Помаранчовий	14G	2,1 x 50	343	4268210S-01	4269225S-01
Сірий	16G	1,7 x 50	196	4268172S-01	4269179S-01
Білий	17G	1,5 x 45	128	4268156S-01	4269152S-01
Зелений	18G	1,3 x 45	96	4268130S-01	4269136S-01
Зелений / білий	18G	1,3 x 33	103	4268334S-01	4269330S-01
Рожевий	20G	1,1 x 33	61	4268113S-01	4269110S-01
Рожевий / білий	20G	1,1 x 25	65	-	4269217S-01
Синій	22G	0,9 x 25	36	4268091S-01	4269098S-01
Жовтий	24G	0,7 x 19	22	-	4269071S-01

Інтрокан – безпечна внутрішньовенна канюля



- Повний вибір канюль для любого стану вен, місця пункції та віку пацієнта з двох матеріалів (FEP та PUR)
- Легкий прокол в широкому діапазоні кутів за рахунок оптимізованої зворотної заточки голки канюлі
- Мінімальні зусилля при введенні катетеру
- З інтегрованими рентген контрастними лініями
- Гідрофобна заглушка на камері візуалізації запобігає витіканню крові з камери візуалізації
- Не містить ПВХ та латексу
- За рахунок захисної кліпси, що автоматично закриває кінчик голки при його видаленні з павільйону канюлі, забезпечується надійний захист персоналу від випадкового уколу голкою.
- Техніка катетеризації периферичної вени не відрізняється від стандартної методики

Кольорове кодування	Діаметр	Розміри, мм	Прямий (S) З крильцями(W)	Потік (мл/мин)	Асортимент (кат.№)	
					FEP	PUR (Certon®)
Помаранчовий	14G	2,1 x 50	W	343	4254210B	4253361
Помаранчовий	14G	2,1 x 50	S	343	4252217B	4251369
Сірий	16G	1,7 x 50	W	196	4254171B	4253353
Сірий	16G	1,7 x 50	S	196	4252160B	4251350
Зелений	18G	1,3 x 45	W	96	4254139B	4253337
Зелений	18G	1,3 x 45	S	96	4252136B	4251334
Зелений / білий	18G	1,3 x 32	W	103	4254325B	4253345
Зелений / білий	18G	1,3 x 32	S	103	4252322B	4251342
Рожевий	20G	1,1 x 32	W	61	4254112B	4253329
Рожевий	20G	1,1 x 32	S	61	4252110B	4251326
Синій	22G	0,9 x 25	W	36	4254090B	4253310
Синій	22G	0,9 x 25	S	36	4252098B	4251318
Жовтий	24G	0,7 x 19	W	22	4254074B	4253302
Жовтий	24G	0,7 x 19	S	22	4252071B	4251300



ТОВ «Б.Браун Медікал Україна»

03067 м. Київ,
бул. І.Лепсе, 4, БЦ «Сільвер Центр»
тел./факс (044) 351-11-30

www.bbraun.com

м. Дніпропетровськ	(067) 445-90-22
м. Донецьк	(067) 445-89-96
м. Львів	(067) 234-02-39
м. Київ	(067) 445-89-97
	(067) 234-02-38
м. Одеса	(067) 234-02-35
м. Харків	(067) 445-89-94